

YaCheck × MaCheck

อัปเดตล่าสุด: แอปจริง ข้อมูลกลาง และความปลอดภัย

สรุปฟีเจอร์ใหม่ ระบบ Clinical Admin สถานะฐานข้อมูลกลาง
และผล build บนอุปกรณ์จริง พร้อมสิ่งที่ต้องปิดก่อน public release

18 กรกฎาคม 2026

YaCheck เปิดใช้งานบนอุปกรณ์จริงแล้ว

2

แพลตฟอร์มพร้อมทดสอบ
iPad Release และ Android
APK

1

ฐานข้อมูลและ workflow กลาง
Supabase โครงการเดียว

5

Android build ล่าสุด
EAS internal build 5

สถานะที่ยืนยันแล้ว

YaCheck เปิดบน iPad จริง และ Android build 5 พร้อมติดตั้ง ฟิเจอร์หลักอยู่ในแอปเดียว
แต่ข้อมูลทางคลินิกยังต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อน public release

วงจรใช้ยาถูกทำให้ครบขึ้นทั้งหน้าจอและข้อมูล

ก่อนอัปเดต

ฟังก์ชันยังแยกส่วน

- ค้นหาได้หลัก ๆ จากชื่อยา
- กรอกขนาดยาเป็น mg และเวลาไม่ขึ้นหน้าแรก
- ไม่มีประวัติย้อนหลังและ bulk clinical workflow

หลังอัปเดต

วงจรใช้ยาครบขึ้น

- ค้นหาชื่อ หมวดยา และสรรพคุณได้
- กรอกจำนวนเม็ด แล้วแสดง Timeline ทั้งวัน
- มีเช็กยาตีกัน ประวัติ 7/30 วัน และ Clinical Admin

สองแอปและ Clinical Admin ใช้ข้อมูลกลางชุดเดียวกัน



แอปอ่านเฉพาะข้อมูล clinical ที่เผยแพร่แล้ว | Admin แก้ไข ตรวจสอบ และเผยแพร่เป็นชุด

YaCheck พร้อมติดตั้งทั้ง iPad และ Android

Release บน iPad ทำงานแบบ standalone ไม่ต้องเปิด Metro ขณะที่ Android internal build 5 พร้อมดาวน์โหลดเป็น APK

01 iPad เครื่องจริง

ติดตั้งและเปิด Release บน iPad Air สำเร็จ

02 Android APK

EAS internal build 5 สถานะ FINISHED

03 เปิดตัวเอง

ฝัง JavaScript bundle และใช้ cache เมื่อออฟไลน์


รหัสแอป

com.yacheck.app

Expo SDK

56.0

เพิ่มยาแล้วเห็นตารางทั้งวันบนหน้าหลัก



ฟังก์ชันเสริมที่เชื่อมกัน

ตรวจยาสองตัว • ตารางคู่ยาที่ควรระวัง • แจ้งเตือนในเครื่อง • cache ข้อมูลกลาง • legacy mg ยังอ่านได้

MaCheck ใช้ catalogue และกฎความปลอดภัยชุดเดียวกัน

ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

- ค้นและยืนยันชื่อยาจาก catalogue ที่เผยแพร่แล้ว
- อ่านคู่ยาดีกันและข้อมูลอาหารจาก Supabase กลาง
- ใช้ cache/fallback เมื่อสัญญาณไม่เสถียร

หลักความปลอดภัย

- รายการที่ยังไม่ผ่าน review ไม่เปิดให้แอปค้นหา
- ไม่แสดงกลไกหรือผลกระทบของคู่ยาดีกัน

และแพทย์ยังชั่งก็ข้าม YaCheck/MaCheck ได้

สมัคร

เข้าสู่ระบบ

กู้คืน

Username

เช่น somchai_01

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

สร้างบัญชี

เพิ่มทั้งตัวตรวจยาสองตัวและตารางคู่ยา

ตรวจทีละคู่

เลือกยา 2 ตัว
แล้วค้นหาคำเตือน

ตรวจจากตัวยา

ประเมินรายการ
ที่กำลังใช้อยู่

ตารางคู่ยา

ค้นหาและกรอง
รุนแรง / ฝ้าระวัง

ข้อความปลอดภัย

ห้ามใช้ร่วมกัน
หรือปรึกษาแพทย์

กติกาหลัก

ไม่แสดงกลไก อาการ หรือผลกระทบจากยาตีกัน และไม่สรุปว่า “ปลอดภัย”
เมื่อไม่พบข้อมูล

ข้อมูลน้อยลง แต่ข้อมูลสุขภาพยังต้องคุ้มครอง

ไม่อัปโหลด

ชื่อจริง
อีเมลจริง
เบอร์โทร
วันเกิด

ยังต้องเก็บ

username / UUID
ข้อมูลยา โรค แพ้ยา
ประวัติการใช้ยา

ข้อมูลสุขภาพยังเป็นข้อมูลอ่อนไหว แม้ไม่มีชื่อจริง

ข้อมูลที่จำเป็นเฉพาะเครื่อง เช่น เบอร์ติดต่อดูเงิน เก็บใน SecureStore และไม่ส่งขึ้น cloud

เปิดดูประวัติการทานยาได้ 7 หรือ 30 วัน

1

บันทึก

ใช้เหตุการณ์ที่ผู้ใช้กด
“ทานแล้ว” เท่านั้น

2

___ **7 วัน**

ดูรูปแบบการกินยา
ระยะสั้น

3

___ **30 วัน**

ทบทวนข้อมูลก่อน
ไปพบแพทย์

4

___ **แชร์**

ส่งข้อความผ่าน
system share sheet

แสดงเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้บันทึก | ไม่ยืนยันว่ากินยาจริง | ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์

สิทธิ์ผู้ใช้และสิทธิ์ Clinical Admin แยกจากกัน

01 RLS	ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูล clinical เปิด Row Level Security
02 auth.uid()	ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลของตน ส่วน admin ต้องมี role ที่อนุญาต
03 publication gates	แอปอ่านเฉพาะรายการ published; draft และ in review ยังไม่ถูกค้นพบ
04 audit log	ทุกการแก้ไขและเผยแพร่ clinical record มีประวัติก่อนและหลัง

ข้อมูลกลางอัปเดตได้ และแอปยังมี fallback

บนเครื่อง

ตั๋ยาและประวัติ
clinical catalogue cache

เมื่อออนไลน์

ดึงเฉพาะข้อมูล
ที่ published แล้ว

เมื่อออฟไลน์

ใช้ cache ล่าสุด
หรือข้อมูลที่ bundle

งานต่อไป

เพิ่ม offline queue และ conflict resolution สำหรับการแก้ไขข้อมูลหลายเครื่อง

ชุดข้อมูลขยายแล้ว แต่ยังไม่ข้ามขั้นตรวจทาน

279

ยาพร้อมนำเข้า
เป็น Draft

47

คู่ยาดีกัน
ผ่าน QA

16

กฎหมาย
และยา

กติกาเผยแพร่

ต้องมีแหล่งอ้างอิง
ผู้ตรวจ วันที่ และเวอร์ชัน

ยังไม่ review = แอปค้นหาไม่เจอ

หลักฐานชุดนำเข้า

497 เอกสาร PIL/SmPC • 15 รายการถูกกันออก • ไม่มีการเดาชื่อหรือหมวดหมู่

Clinical Admin จัดการข้อมูลจำนวนมากได้ในครั้งเดียว

แดชบอร์ดบน Vercel เชื่อม Supabase กลางสำหรับ YaCheck และ MaCheck โดยแบ่งสิทธิ์และเก็บ Audit log

01 แบ่งบทบาทชัดเจน

Owner, editor, reviewer
และ auditor

02 เลือกหลายรายการ

ส่งตรวจหรือเผยแพร่
พร้อมวันที่ตรวจ

03 บังคับคุณภาพ

ต้องมี source, review
และกฎ safe copy

Free Plan ใช้ต่อในช่วง pilot ได้ แต่ต้องตรวจ quota และสำรองข้อมูลเป็นรอบ

ยืนยันทั้ง โค้ด ฐานข้อมูล build และอุปกรณ์จริง

CODE & BACKEND

- YaCheck typecheck และ lint ผ่านล่าสุด
- บั๊วชีกลาง RLS และ audit workflow ทำงาน
- Clinical import QA: 279 ยา / 47 คู่ยา / 16 กฎอาหาร
- ข้อความยาตีกันถูกจำกัดทั้งแอปและฐานข้อมูล

DEVICE & DISTRIBUTION

- iPad Release ติดตั้งและเปิดบนอุปกรณ์จริง
- Android EAS internal build 5: FINISHED
- Bundle ID เดียวกัน: com.yacheck.app
- Expo Doctor 20/21: เหลือ config-sync warning

Expo SDK 56 • React Native 0.85.3 • native iOS/Android projects present

พร้อมสำหรับ pilot ทางเทคนิค แต่ยังมี release gates

พร้อมแล้ว

- iPad Release และ Android APK เปิดใช้งานได้
- ค้นหาด้วยสรรพคุณ + จำนวนเม็ด + Timeline
- ตรวจสอบสองตัว ตารางคู่ยา และ safe copy
- ประวัติ 7/30 วันพร้อมแชร์

ยังต้องปิด

- ผู้เชี่ยวชาญ sign-off ข้อมูลทางคลินิก
- แก้ Expo config-sync warning ก่อน release
- PDPA, consent, retention และ data export
- E2E, monitoring, rollback และ store submission

เดินหน้าเป็น 3 ระยะ โดยไม่ข้าม clinical review

A	Controlled pilot	กลุ่มผู้ใช้เล็ก • expert review • backup • consent • crash monitoring
B	Public release	แก้ Doctor warning • E2E • accessibility • store signing • privacy policy
C	Scale and reliability	versioned catalogue • delta sync • conflict resolution • alerting and metrics

YaCheck พร้อมใช้งานจริงในวงทดสอบแล้ว

อัปเดตล่าสุดเพิ่ม Timeline, ค้นหาด้วยสรรพคุณ, เช็กยาตีกัน, ประวัติย้อนหลัง และ Clinical Admin

ขั้นถัดไปคือ pilot ที่มีผู้เชี่ยวชาญกำกับ ไม่ใช่ประกาศเป็นบริการทางการแพทย์ทันที

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

1 ทดลองกลุ่มเล็ก 2 ปิด clinical review 3 เก็บ crash และ feedback 4 เตรียม store release